


Trois méthodes de communication numérique et conforme à la protection des données des patients grâce à des partenaires solides

Fonctionnement:

1. Medical Safe: expédition dans l'application Well




1 Le patient télécharge l'application Well gratuite sur son téléphone portable. La connexion avec vous est alors établie.

2 Vous sélectionnez la copie du patient dans le processus d'envoi dans BlueConnect et pouvez ainsi envoyer des documents directement dans le Well Medical Safe du patient.

3 Les documents s'affichent dans l'application Well du patient.

2. Medical Safe: expédition dans l'application Secure Safe de DSwiss



1 Le patient télécharge l'application Secure Safe gratuite sur son téléphone portable.

Le coffre-fort est activé directement au cabinet médical.

2 Vous sélectionnez la copie du patient dans le processus d'expédition dans BlueConnect et pouvez ainsi envoyer des documents directement dans le coffre-fort médical du patient.

3 Les documents s'affichent dans le coffre-fort médical dans l'application Secure Safe du patient.

3. Expédition par l'intermédiaire de HIN-Mail Global



- 1 En tant qu'expéditeur, ajoutez la mention «(Confidentiel)» dans l'objet de l'e-mail ou sélectionnez l'adresse électronique du patient dans BlueConnect pour expédier le contenu et les pièces jointes d'un e-mail de manière cryptée.
- 2 Le destinataire reçoit un e-mail crypté.
- 3 Après une inscription initiale, le destinataire peut ouvrir l'e-mail au moyen d'un code SMS, le lire et même y répondre de manière cryptée.

Résumé de vos options de communication numérique et conforme à la protection des données avec vos patients:

	Expédition depuis	Préparation au cabinet	Préparation chez le patient	Avantages
Medical Safe: Well	BlueConnect	Aucune préparation nécessaire	Téléchargement de l'application gratuite Connexion avec le médecin traitant	Intégré à BlueConnect. Si le patient dispose d'un coffre-fort, le symbole  et la fonction «Copie du patient» apparaissent.
Medical Safe: DSwiss	BlueConnect	Activation initiale de DSwiss Medical Safe au cabinet médical	Téléchargement de l'application gratuite	Intégré à BlueConnect. Si le patient dispose d'un coffre-fort, le symbole  et la fonction «Copie du patient» apparaissent.
HIN Global	Client de messagerie électronique ou BlueConnect	Aucune préparation nécessaire	Aucune préparation nécessaire	Communication sécurisée par e-mail avec des destinataires sans adhésion à HIN. Utilisation incluse dans l'adhésion à HIN

Moins de paperasse. Plus de temps pour vos patients.

BlueConnect est la solution web d'échange rapide, sans papier et sécurisé de documents de santé au cabinet médical ainsi qu'avec les partenaires thérapeutiques et les patients. Cet outil accélère vos processus et simplifie toute votre administration, de la réception de bons de délégation à la signature de documents, en passant par le classement et le partage de rapports. BlueConnect regroupe ensuite toutes les tâches de communication en un seul canal synthétique.

/ Compatible avec tous les logiciels de gestion de cabinets médicaux

/ Allègement du fardeau administratif pour l'ensemble de la communication entrante et sortante

/ Garantie satisfait ou remboursé: teste sans risque et sans engagement pendant deux mois

Convenir maintenant d'un rendez-vous de conseil sans engagement
bluecare.ch/blueconnect-conseil